


Because Quality Matters

OCC | Switzerland



SUPERFICI

STRUMENTI

MANI

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE  
E IMPRONTE

# Disinfettanti prodotti in Svizzera dal 1968

Disinfettante per unità di aspirazione



## ORO CLEAN® Plus

Soluzione concentrata molto efficace per la disinfezione e la pulizia dei sistemi d'aspirazione, sputacchiere, separatori e recuperatori d'amalgama.

- ▶ Studio a lungo termine
- ▶ Non schiumogeno
- ▶ Concentrazione di applicazione del 2 %

Confezione: flacone da 2 litri con tappo dosatore, contenitore da 5 litri

### SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida	2 % in 30 min.
Fungicida ( <i>C. albicans</i> )	2 % in 30 min.
Epatite B / HIV	2 % in 60 min.
BVDV / Epatite C	2 % in 5 min.

Conforme ai metodi standard del DGHM e EN 1040, EN 1275, AFNOR NF T 72150, NF T 72170, CE 1250

Detergente per unità di aspirazione



## ORO CLEAN® Liquid

Concentrato molto efficace per la pulizia dei sistemi d'aspirazione, sputacchiere, separatori e recuperatori d'amalgama.

- ▶ Potere pulente eccezionale
- ▶ Formula non schiumogena
- ▶ Concentrazione di applicazione del 2 %

Confezione: flacone da 2 litri con tappo dosatore, contenitore da 5 litri

CE

Disinfettante per impronte



## ASEPTOPRINT® Liquid

Prodotto concentrato senza aldeidi per la disinfezione e la pulizia di materiali da impronta.

- ▶ Concentrato ad alta resa
- ▶ Tempi di esposizione ridotti
- ▶ Ampio spettro di efficacia

Confezioni: flacone da 1 litro con tappo dosatore

### SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida	0.5 % in 5 min. 1 % in 2 min.
Fungicida ( <i>C. albicans</i> )	0.5 % in 5 min. 1 % in 2 min.
Virus capsulati (incl. HIV, HBV)	1 % in 2 min.
BVDV / Epatite C	0.5 % in 1 min.
Virus del vaccino	1 % in 2 min.

Conforme ai metodi standard del DGHM e EN 1040, EN 1275, EN 13624, EN 13727, EN 14561, EN 14562 come pure alle direttive RKI / DVV; registrato nelle liste DGHM / VAH, CE 1250

Disinfettante per impronte



## ASEPTOPRINT® Spray

Preparazione speciale pronta all'uso senza aldeidi per la disinfezione rapida delle superfici di impronte dentarie in polietere, polisolfuro, alginato e silicone A e C.

- ▶ Tempi di esposizione ridotti
- ▶ Ampio spettro di efficacia
- ▶ Eccellente compatibilità con i materiali

Confezione: flacone da 1 litro con nebulizzatore

### SPETTRO DI AZIONE / TEMPO DI AZIONE

Battericida / Fungicida ( <i>C. albicans</i> ) (carica bassa)	30 secondi
(carica alta)	60 secondi
Tuberculocida ( <i>M. terrae</i> )	60 secondi
Mycobattericida ( <i>M. avium</i> )	60 secondi
Epatite B / HIV	30 secondi
BVDV / Epatite C	30 secondi
Papovavirus (SV 40)	60 secondi

Conforme ai metodi standard del DGHM e EN 1040, EN 1275, CE 1250